

**AGITADOR ANALÓGICO COM MOVIMENTO TRIDIMENSIONAL (3D) COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 7° CAPACIDADE DE CARGA 3KG DISPONÍVEL COM PLATAFORMAS PARA FIXAÇÃO DE FRASCOS (GARRAS) OU PARA PLACAS (ELÁSTICOS) MODELO SKD1807-E**

CB0199A



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	SKD1807-E
Ângulo de agitação/ (amplitude)	7°
Capacidade máxima de carga (com plataforma)	3 kg
Faixa de ajuste de velocidade	0-80rpm
Faixa de ajuste de tempo	N/A
Potência do Motor (entrada)	16 Watts
Potência do Motor (saída)	10 Watts
Visor de exibição da velocidade	N/A
Visor de exibição do tempo	N/A
Tipo de Motor	DC motor
Classe de Proteção	IP21
Ambiente de operação (temp. e umidade)	5-40°C, 80%
Tensão / Frequência	100-240Volts, 50/60Hz(Bivolt)
Potência (Consumo)	20 Watts
Peso	3.2 kg
Dimensões [LxPxAl]	270 x 330 x 130mm












**AGITAÇÃO/INCLINAÇÃO MODELO SK-D 1807-E**

- Sistema de agitação tridimensional com ângulo de 7°;
- Capacidade máxima de carga dependendo da plataforma é de 3 kg;
- Faixa de ajuste da velocidade de agitação: 0 a 80 rpm;
- Grande variedade de plataformas para uso com diferentes tubos e frascos.



Grande variedade de plataformas

**PLATAFORMAS COMPATÍVEIS COM O AGITADOR (SHAKER)**

MODELO	DESCRIÇÃO	
 SK180.4	Plataforma para placas e frascos de cultura sem borracha antiderrapante. Dimensões: 24x21.5cm	X
 SK180.5	Plataforma grande para placas e frascos de cultura sem base antiderrapante. Dimensões: 28x28cm	X
 SK180.1	Plataforma Universal com 3 barras. Dimensões: 24x24cm	X
 SK180.3	Plataforma grande tipo roller. Dimensões: 24x24cm	X
 SK180.37	Barra para plataforma universal SK180.1	X
 SK180.2	Plataforma para fixação de garras para frascos	X
 SK180.29	Garras para fixação de 9 frascos de 25 ml, para uso com plataforma mod.SK.180-E	X
 SK180.30	Garras para fixação de 9 frascos de 50mL, para uso plataformas mod. SK.180.E	X
 SK180.31	Garras para fixação de 9 frascos de 100ml, para uso com plataforma mod.SK.180.E	X
 SK180.32	Garras para fixação de 4 frascos de 200/250ml, para uso com plataforma mod. SK.180.E	X
 SK180.33	Garras para fixação de 2 frascos de 500ml, para uso com plataforma mod. SK.180.E	X

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.