

**AGITADOR ANALÓGICO COM MOVIMENTO ORBITAL AMPLITUDE DA ÓRBITA DE 20MM CAPACIDADE DE CARGA DE 3KG.**

**MODELO SK-0180-E**

CB0203-A

**DISPONÍVEL COM PLATAFORMAS PARA FIXAÇÃO DE FRASCOS (GARRAS) OU COM PLACAS (ELÁSTICOS)**













CARACTERÍSTICAS	MODELO: SK-0180-E
Amplitude da Órbita	20mm
Capacidade máxima de carga (com plataforma)	3 kg
Faixa de ajuste de velocidade	0-80rpm
Faixa de ajuste de tempo	N/A
Potência do Motor (entrada)	16 Watts
Potência do Motor (saída)	10 Watts
Visor de exibição da velocidade	N/A
Visor de exibição do tempo	N/A
Tipo de Motor	DC motor
Classe de Proteção	IP21
Ambiente de operação (temp. e umidade)	5-40°C, 80%
Tensão / Frequência	100-240Volts,50/60Hz(Bivolt)
Potência (Consumo)	20 Watts
Peso	3.2 kg
Dimensões [ L x P x A ]	270 x 330 x 130mm



**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:**

- Capacidade máxima de carga dependendo da plataforma é de 3 kg;
- Faixa de ajuste da velocidade de agitação de 0 a 80 rpm;
- Grande variedade de plataformas para uso com diferentes tubos e frascos.

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

PLATAFORMAS COMPATÍVEIS COM O AGITADOR (SHAKER)			
	MODELO	DESCRIÇÃO	
 SK180.4	18900185	Plataforma para placas e frascos de cultura sem borracha antiderrapante. Dimensões: 24x21.5cm.	X
 SK180.5	18900200	Plataforma grande para placas e frascos de cultura sem base antiderrapante. Dimensões: 28x28cm	X
 SK180.1	18900025	Plataforma Universal com 3 barras Dimensões: 24x24cm	X
 SK180.3	18900038	Plataforma grande tipo roller Dimensões: 24x24cm	X
 SK180.37	18900037	Barra para plataforma universal SK180.1	X
 SK180.2	18900026	Plataforma para fixação de garras para frascos	X
 SK180.029	18900029	Garras para fixação de 9 frascos de 25 ml, para uso com plataforma mod.SK.1802	X
 SK180.030	18900030	Garras para fixação de 9 frascos de 50mL, para uso plataformas mod. SK.180.2	X
 SK180.031	18900031	Garras para fixação de 9 frascos de 100ml, para uso com plataforma mod.SK.180.2	X
 SK180.032	18900032	Garras para fixação de 4 frascos de 200/250ml, para uso com plataforma mod. SK.180.2	X
 SK180.033	18900033	Garras para fixação de 2 frascos de 500ml, para uso com plataforma mod. SK.180.2	X