

**DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL PROGRAMAVEL PARA VOLUMES DE 0,01ML A 99,99ML, PARA USO COM DIVERSOS TIPOS DE REAGENTES NÃO AGRESSIVOS**

MODELO: BIOFLOW-IC

CB0212

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Dispensador em eletrônico dispensações precisa e seguras.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Dispensador eletrônico para diversos tipos de frascos reagentes, com diversos adaptadores;
- Operação automática reduz esforços de pressão durante prolongados processos de dispensação;
- Controlador eletrônico independente com visor LCD grande; seu painel pode ser posicionado em um ângulo de 45°;
- Dois modos de operação: dispensação contínua e por passos;
- Material componente dos itens são fabricados em PTFE, FEP, BSG.
- **Frascos não inclusos.**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Modelo	BIOFLOW-IC
Faixa de volume	0,01 ml - 99,9 ml,
Resolução	100 µl
Elevação máxima do pistão	10 ml
Precisão de volume	Dispensação contínua: R = 10ml±30µl; CV = 10ml±10µl Por passo: R = 1ml±6µl; CV = 1ml±9µl
Faixa de temperatura operação	10°C ~ 30°C
Tipo de controle	Controlador externo
Controle de qualidade	DIN EN ISO 8655
Velocidade	16 estágios
Condições ambientais (Temperatura e Umidade)	15° a 40°C/ 20 a 90%
Viscosidade	500mm <sup>2</sup> /segundos
Bateria	Lítio 4000 mA/h, com carregador padrão



\*FRASCO NÃO INCLUSO

N° Catálogo	Volume
7012300001	Dispensador Digital para frasco reagente , faixa 0.01-99.99ml

**ACESSÓRIOS:**



N° Catálogo	Descrições
17000069	Adaptador, 45/40 mm
17400017	Adaptador, 45/32 mm
17400018	Adaptador, 45/38 mm
17400019	Adaptador, 32/25 mm
17400020	Adaptador, 32/28 mm

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.