

MESA AGITADORA (SHAKER) MOVIMENTO ORBITAL COM AMPLITUDE 20MM, CAPACIDADE DE CARGA 2,5KG, COM TIMER E CONTROLE DE VELOCIDADE MODELO: BIOGS-20-IC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Agitador digital com movimento orbital (shakers), compacto e portátil, controle de tempo, amplitude da órbita escolhida de acordo com o modelo em 10mm, 20mm e 30 mm. É utilizado para misturas em laboratórios de diferentes áreas como biologia molecular, microbiologia, imunologia, química, etc.





CB0240

CARACTERÍSTICAS:

- Controle digital microprocessado para ajuste da velocidade e tempo de agitação;
- Visor LED para exibição do tempo e velocidade programada;
- Estrutura resistente, estável, fácil limpeza;
- Alarme sonoro ao final da operação;
- Início da agitação suave;
- Motor DC brushless seguro, de longa duração e sem manutenção rotineira, operando de modo silencioso;
- Plataformas opcionais para diferentes tipos de frascos, garrafas de cultura, Placa de Petri e outros recipientes de amostra.



DESTAQUES

 50-350rpm	 10/20/30mm	 1min-99h59min	 platform x 6
Controle de velocidade	3 Órbitas de agitação	Controle de tempo	Plataformas acessórias



**MESA AGITADORA (SHAKER) MOVIMENTO ORBITAL COM AMPLITUDE 20MM, CAPACIDADE DE CARGA 2,5KG, COM TIMER E CONTROLE DE VELOCIDADE
MODELO: BIOGS-20-IC**

CB0240

PARÂMETROS TÉCNICOS:

MODELO	GS-20
Ajuste de velocidade	50-300 rpm
Órbita de agitação	20 mm
Ajuste do tempo	1min ~ 99h 59 min ou modo contínuo
Capacidade max. de carga	2,5 kg
Temperatura/umidade do ambiente de operação	4°~45°C;80%
Dispositivo de segurança(fusível)	250V,1A,Ø5x20
Potência	50 watts
Tensão/Frequência	AC 100 ~ 230V; 50/60Hz
Dimensões(LxPxA)	284 x 264 x 108 mm
Peso	5,6 kg

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.



MESA AGITADORA (SHAKER) MOVIMENTO ORBITAL COM AMPLITUDE 20MM, CAPACIDADE DE CARGA 2,5KG, COM TIMER E CONTROLE DE VELOCIDADE MODELO: BIOGS-20-IC

CB0240

ACESSÓRIOS:

PLATAFORMAS PARA AGITAÇÃO DE TUBOS, PLACAS, FRASCOS E GARRAFAS DE CULTURA

	Descrição	Modelo
	Plataforma para agitação de 6 frascos 250 ml	PP6-250
	Plataforma universal com barras ajustáveis para agitação de frascos	UP-12
	Plataforma para agitação de 12 frascos 100 ml	PP12-100
	Plataforma universal para agitação placas e garrafas de cultura	PP-4
	Plataforma universal dupla para agitação placas e garrafas de cultura	PP-4A
	Plataforma universal para agitação de tubos	PW-260

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.