



## REFRATÔMETROS MANUAIS

### REFRATÔMETRO MANUAL DE PRECISÃO 0 A 90% BRUX, 3 ESCALAS, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA DA AMOSTRA MODELO: RHBO-90

#### Refratômetro para aplicações gerais:

- Apresenta três escalas de medição;
- Faixa de medição: Escala 1:0 a 42%, Escala 2:42 a 71% e Escala 3:71 a 90%;
- Com termômetro para verificação da temperatura da amostra;
- Resolução: 0,2%;
- Dimensões: 28 x 38 x 200mm (L x P x A);
- Peso: 966g.

#### O conjunto é composto por:

- 01 Refratômetro manual;
- 01 Chave de calibração;
- 01 Estojo para transporte;
- 01 Manual de instruções.



### REFRATÔMETRO MANUAL DE PRECISÃO 0 A 32% BRUX, 1 ESCALAS, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA DA AMOSTRA MODELO: SBR-0032

**Refratômetro para aplicações gerais, como:** concentração de sucos de frutas, caldos, cafés, bebidas suaves, suco de tomate, soluções de lavagem solúveis em água, etc;

- Possui compensação automática de temperatura (ATC);
- Faixa de medição: 0-31% Brix;
- Resolução: 0,2%;
- Dimensões: 30 x 40 x 170mm (L x P x A);
- Peso: 325g.

#### O conjunto é composto por:

- 01 Refratômetro manual;
- 01 Chave de calibração;
- 01 Estojo para transporte;
- 01 Manual de instruções.



### SALINÔMETRO MANUAL DE PRECISÃO 0 A 100% (1.000 A 1.070sg), COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC) MODELO: SSA-0010

**Refratômetro/Salinômetro para medições de baixa concentração de sal, como:** águas de rio e soluções para preparo de alimentos e outras que necessitem a verificação do índice salino;

- Faixa de medição: 0 a 100% ou 1.000 a 1.070sg;
- Resolução: 1% ou 0.001sg;
- Dimensões: 30 x 40 x 190mm (L x P x A);
- Possui compensação automática de temperatura (ATC);
- Peso: 365g.

#### O conjunto é composto por:

- 01 Refratômetro manual;
- 01 Chave de calibração;
- 01 Estojo para transporte;
- 01 Manual de instruções.

