

## HOMOGENEIZADOR ANALÓGICO TIPO “ROLLER” - VELOCIDADE DUPLO MOVIMENTO FLUTUANTE (ONDULADO) E DE ROLAGEM

Modelo BIOMX-T6-S

CB0345

### DESCRIÇÃO:

O homogeneizador de tubo multifuncional tipo “roller” fornece movimentos de rolamento suaves e altamente eficientes, ideais para misturar amostras de sangue, substâncias viscosas e suspensões sólidas líquidas. Usado em uma variedade de aplicações, como prevenção de coagulação sanguínea e a precipitação imune, etc.



### CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de limpar;
- Plataforma de homogeneização com seis rolos para rolamento suave;
- Velocidade de rolamento de 0-70rpm (MX-T6-S);
- Design leve, portátil e ocupa pouco espaço na bancada;
- Velocidade escala (MX-T6-S);
- Este equipamento suporta trabalhar em temperaturas entre +5°C até 40°C e umidade máxima de 80% (Classe de proteção IP 21).

Parâmetros técnicos	BIOMX-T6-S
Controle de Velocidade	0-70rpm
Faixa de controle do temporizador	N/A
Capacidade Máxima de Carga	4Kg
Tipo de movimento	Balanço e rolagem
Amplitude	24mm
Tipo de Motor	DC motor
Amplitude	24mm
Número de Rollers	6
Comprimento do Roller	280mm
Exibição/Controle da velocidade	Escala
Controle de Tempo	N/A
Exibição da velocidade	N/A
Modo de operação	Contínuo
Potência	25 Watts
Tensão/Frequência	100-240 Volts, 50/60 Hz
Peso	4,5 Kg
Dimesões (PxLxA)	450x260x120mm



Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.