



AGITADOR VORTEX VELOCIDADE REGULÁVEL ATÉ 4.000 RPM FUNCIONA NO MODO PULSE (PRESSÃO) (BIVOLT)

MODELO: BIOMIX28+

CB0220

Descrição:




O agitador tipo vórtex possui design compacto tornando-o muito versátil, fácil de manusear, portátil e possibilitando sua utilização em qualquer ambiente. O sensor inteligente de toque suave permite agitações (mistura curta) em uma variedade de tubos/microtubos.



Características:

- O agitador tipo vórtex permite ajustar a velocidade para atender a diferentes tipos de experimentos;
- Permite a agitação intensa de uma variedade de tubos/microtubos com diâmetro máximo de até 30 mm;
- Estrutura externa em plástico resistente a químicos e design côncavo com base ampla tornando a operação mais estável e segura;
- Funciona com adaptador de baixa tensão 12V incorporado.

Destaques:

| | | |
|---|--|--|
|  ON / OFF |  0~4000rpm |  Max. 50ml |
| Toque para agitar | Controle de velocidade | Max capacidade de agitação |



PARÂMETROS TÉCNICOS:

| MODELO | BIOMIX-28+ |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Método de mistura | Agitação vigorosa (vórtex) |
| Ajuste da velocidade de agitação | 0 até 4000 rpm |
| Diâmetro da Órbita | 4,5 mm |
| Capacidade de agitação | 1 tubo com capacidade máxima de 50 ml |
| Potência de Entrada do Motor | 1,2 Watts |
| Potência de Saída do Motor | 0,8 Watts |
| Dimensões | 110 x 70 mm |
| Peso líquido | 1,2 kg |
| Potência | 15 Watts |
| Tensão/Frequência | 90 ~ 230 Volts; 50/60Hz |

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.