



AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL DE MULTIPOSIÇÕES SEM AQUECIMENTO COM CAPACIDADE PARA AGITAR 4, 8 OU 12 RECIPIENTES SIMULTANEAMENTE

Modelo: Série BIOSP

CB0238

Descrição:

Os agitadores magnéticos da série SP-100/SP-200/SP-300 são compactos e possibilita agitação de certo número de frascos graças à sua plataforma multiposição, é projetado para experimentos com agitação de alta eficiência e escolha de posição para 4, 8 ou 12 lugares.



Características:

- Agitador magnético compacto e multiposição eficiente para trabalhos com um número variável de amostras nas posições de agitação 4, 8 ou 12;
- Velocidade de agitação estável e vigorosa;
- Visor digital exibe a velocidade de agitação em tempo real;
- As barras magnéticas de agitação operam de forma sincronizada, fornecendo condições para uma agitação uniforme;
- Motor DC sem escovas (brushless);
- Baixo nível de ruído e baixa rotina de manutenção;
- Plataforma em aço inoxidável antiderrapante e anti-corrosão, revestido com uma película silicone.

DESTAQUES

 0-1100rpm	 Strong magnetic force	 DC Motor	 1min-999min
Ajuste de velocidade	Forte magnetismo	Motor sem escova	Ajuste de tempo

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

**AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL DE MULTIPOSIÇÕES SEM AQUECIMENTO COM CAPACIDADE PARA AGITAR 4, 8 OU 12 RECIPIENTES SIMULTANEAMENTE**

CB0238

Modelo: Série BIOSP

PARÂMETROS TÉCNICOS:

MODELO	SP-100	SP-200	SP-300
Quantidade de posições de agitação	4	8	12
Ajuste de velocidade	200 ~ 1200rpm	200 ~ 1200rpm	200 ~ 1200rpm
Capacidade max. de agitação (H ₂ O)	400 ml x 4	400 ml x 8	400 ml x12
Tamanho Max. da barra magnética	40 mm	40 mm	40 mm
Material da Plataforma	Aço inoxidável revestido com película de silicone	Aço inoxidável revestido com película de silicone	Aço inoxidável revestido com película de silicone
Motor	Motor DC sem escova	Motor DC sem escova	Motor DC sem escova
Tensão/Frequência	AC100 ~ 230V, 50/60Hz	AC100 ~ 230V, 50/60Hz	AC100 ~ 230V, 50/60Hz
Potência	20 Watts	20 Watts	20 Watts
Sistema de segurança (Fusível)	250V, 1A, $\Phi 5 \times 20$	250V, 1A, $\Phi 5 \times 20$	250V, 1A, $\Phi 5 \times 20$
Dimensões (LxPxA)	115 x 480 x 50 mm	205 x 480 x50mm	295 x 480 x 50mm
Peso	3 kg	4 kg	5 kg

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.