



HOMOGENIZADOR ROTATIVO VERTICAL TIPO ROTISSERIE PARA HOMOGENIZAR 64 MICROTUBOS DE 1,5/2,0ML OU 22 TUBOS DE 15 ML OU 16 TUBOS DE 50ML

MODELO: BIOVM80

CB0239



Descrição:

Os homogeneizadores rotativos possibilitam uma mistura suave e eficaz de amostras biológicas em tubos de 1,5mL até 50 mL e são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo precipitações imunitárias, prevenção de coagulação sanguínea, diagnóstico de látex, etc.

Características:

- Rotação vertical de 360°, operação suave e estável;
- Controle digital em ajuste de velocidade e tempo
- Velocidade regulável de 0 a 80 RPM, de acordo com o modelo;
- Visor LCD para exibição da velocidade e tempo;
- Sistema de rolamento suave e efetivo das amostras biológicas;
- Ajuste do ângulo de inclinação de 0° a 90°;
- Operação de agitação em modo contínuo ou temporizado;
- Existe uma grande variedade de acessórios disponíveis
- Motor DC sem escova, desempenho estável, baixo ruído e longo uso da vida.

**HOMOGENIZADOR ROTATIVO VERTICAL TIPO ROTISSERIE PARA HOMOGENIZAR 64 MICROTUBOS DE 1,5/2,0ML OU 22 TUBOS DE 15 ML OU 16 TUBOS DE 50ML**

MODELO: BIOVM80

CB0239

Parâmetros Técnicos:

MODELO	BIOVM80
Ajuste de velocidade	10-80rpm
Orbita de agitação	Circular
Ajuste do tempo	1 minuto até 99 horas 59 minutos ou modo contínuo
Potência de entrada do motor	16 Watts
Potência de saída do motor	10 Watts
Dispositivo de segurança (fusível)	250V,1A,Ø5x20
Tensão/Frequência	100-240VAC; 50/60Hz
Dimensão (LxWxH)	470 x 190 x 160mm
Peso líquido	2.8kgs

Acessórios:

PLATAFORMAS PARA SUPORTE DE TUBOS		
Imagem do Modelo	Nº Modelo	Capacidade
	MV80-A	1,5 ml x 64
	MV80-B	15 ml x 22
	MV80-C	50 ml x 16

Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido a constantes aprimoramentos técnicos as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.